

## Stručný návod na použitie – Teplomer TFA 15.2025

### Bezpečnostné upozornenia

- Teplomer používaj iba na určený účel – meranie telesnej teploty na čele.
- Nevystavuj ho priamemu slnku, vlhkosti ani silným elektromagnetickým poliám.
- Nepoužívaj v prostredí s teplotou nad 40 °C alebo pod 10 °C.
- Udržuj senzor čistý a nepoškriabaný.

### Vloženie batérií

- Odstráň kryt batérií.
- Vlož 2× AAA batérie (dodrži polaritu).
- Nasad' späť kryt.

### Základné ovládanie

- Zapnutie: stlač tlačidlo **M** (Mode).
- Výber režimu: pomocou tlačidla **Mode** prepínaš medzi režimom „Body“ (telesná teplota) a „Surface“ (povrch predmetov).
- Pamäť: tlačidlom **MEM** zobrazíš uložené merania.

### Meranie telesnej teploty

1. Vyber režim **Body**.
2. Drž prístroj 3 – 5 cm od čela.
3. Stlač spúšť a podrž ~1 sekundu.
4. Na displeji sa zobrazí výsledok.

### Meranie povrchovej teploty

- V režime **Surface** možno merať napr. teplotu vody, mlieka, jedla alebo predmetov.
- Postup merania je rovnaký ako pri režime Body.

### Signalizácia

- Zvukový signál a podsvietenie displeja upozorňuje na horúčku.
- Hodnoty sa menia podľa nastaveného prahu alarmu.

### Údržba a čistenie

- Čistite jemnou suchou handričkou.
- Senzor utrite mäkkou vatovou tyčinkou.
- Nepoužívaj agresívne čistiace prostriedky ani ponorenie do vody.

### Technické údaje (stručne)

- Merací rozsah:
  - Body: 32 – 42,5 °C
  - Surface: 0 – 60 °C
- Presnosť:  $\pm 0,3$  °C (v rozsahu 32 – 42 °C)
- Vzdialenosť merania: 3 – 5 cm
- Napájanie: 2× AAA batérie